

FAQ

Lista de Perguntas Frequentes dos Testes Rápidos de Antígeno Covid-19 - Bio-Manguinhos/Fiocruz

- **Como consigo diferenciar os kits?**

Para diferenciar os kits, observe o nome descrito na etiqueta externa da caixa, uma vez que todas as embalagens dos kits de Bio-Manguinhos têm o mesmo padrão.

- **Caso perceba alguma intercorrência (avaria, falta de componente, conteúdo derramado, etc.) com os kits, o que devo fazer?**

Entre em contato com o SAC de Bio-Manguinhos, por meio dos seguintes canais: 08000-210-310 ou sac.reativos@bio.fiocruz.br, com as seguintes informações: nome do kit, número do lote e, se possível, envie fotos referentes ao problema identificado.

- **Por que o prazo de validade do kit é um e dos componentes do kit é outro?**

O kit é composto por insumos intermediários e o insumo de menor validade limita e determina a validade deste lote. Este procedimento assegura que todos os componentes (ex: frasco de tampão de corrida, cassetes, *swab*, etc.) que formam um kit completo sejam utilizados dentro do prazo de validade.

- **Existe um número de lote para o kit e outro para os componentes?**

O kit completo possui um número de lote e validade descritos na etiqueta disposta na parte externa da caixa. Os componentes internos possuem cada um deles, um número de lote e validade, já que podem ser produzidos em momentos diferentes e possuem materiais de insumo de diferentes prazos de expiração de validade.

- **Qual o número de lote devo informar ao SAC no momento da ligação?**

O número do lote que se deve ser fornecido ao SAC é o lote descrito na etiqueta disposta na parte externa da caixa.

- **O que fazer quando o kit está vencido, no entanto possui componentes que ainda estão na validade?**

Nunca devemos misturar os componentes de um kit com outro, mesmo que sejam do mesmo fabricante. Também não devemos misturar componentes de lotes diferentes.

- **A Linha de Teste (T) ficou fraca, nesse caso devo considerar o resultado como reagente ou não reagente?**

Qualquer reação identificada na linha de teste (T), mesmo que fraca, é considerada TESTE REAGENTE, desde que a linha controle (C) esteja presente.

- **A Linha Controle (C) ficou fraca. Posso considerar o teste válido?**

Caso o resultado do teste seja REAGENTE, a Linha Controle (C) pode ficar mais fraca. No entanto, caso o resultado do teste seja NÃO REAGENTE e a Linha Controle (C) estiver muito fraca, faça um novo teste.

-

- **Fiquei com dúvidas referentes as orientações de interpretação do resultado do teste, como devo proceder?**

Sempre que tiver qualquer dúvida em relação aos testes de Bio-Manguinhos, entre em contato com o SAC de Bio-Manguinhos que prestará os devidos esclarecimentos.

- **O resultado do teste não ficou claro, o que devo fazer?**

Sempre que o profissional tiver dúvidas quanto ao resultado do teste, faça o teste novamente. Caso no segundo teste permaneça com dúvidas, orientamos que entre em contato com o SAC de Bio-Manguinhos para esclarecimentos ou, se achar necessário, quando por exemplo o resultado for NÃO REAGENTE e o paciente apresentar sintomas respiratórios, siga as orientações do Ministério da Saúde e realize o teste RT-PCR, que continua sendo o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19.

- **Quando uma banda fraca aparece após o tempo recomendado pelo teste utilizado, posso considerar REAGENTE?**

Nunca realize a leitura dos testes após o período recomendado, pois você pode liberar um resultado falso positivo.

- **Posso utilizar os kits imediatamente após retirá-los da geladeira?**

Todos os componentes do kit devem estar em temperatura ambiente (TA) antes de serem utilizados

- **Posso abrir o suporte de teste antes de iniciar a coleta?**

Os testes devem ser realizados imediatamente após a remoção do dispositivo do envelope. A umidade pode reduzir a estabilidade dos reagentes.

- **Após a coleta do material, quanto tempo posso esperar para fazer o teste?**

Os kits devem ser utilizados apenas com amostras frescas ou em meio de transporte descrito no Manual de Instruções. No entanto, em casos excepcionais, as amostras podem ficar até 4 horas no frasco contendo tampão.

- **Posso usar o teste para outras amostras?**

Os kits devem ser utilizados apenas para amostras de *swab* nasal ou nasofaríngeo.

- **Podem ocorrer testes falsos positivos?**

Algumas situações podem acarretar testes falso positivos, por isso todas as recomendações devem ser seguidas com exatidão.

Exemplos de procedimentos que NÃO devem ser realizados:

- Abertura do dispositivo antes do momento recomendado;
- Leitura do teste após o tempo recomendado;
- Não esperar os componentes do kit alcançarem a temperatura ambiente.

OBS: A presença de outros coronavírus ou agentes também pode gerar reatividade cruzada e falso positivo.

- **Meu kit veio sem o Manual de Instruções impresso. Como proceder?**

Os kits TR COVID-19 Ag de Bio-Manguinhos não vão acompanhados de Manual de Instruções. Esse documento, no entanto, pode ser acessado no site de Bio-Manguinhos por meio dos links abaixo:

- TR DPP COVID-19 Ag: <https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/reativos/testes-rapidos/dpp-covid19-ag>
- TR COVID-19 Ag: <https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/reativos/testes-rapidos/tr-covid-19-ag>
- TR-SARS-COV-2 Ag: <https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/reativos/testes-rapidos/tr-sars-cov-2-ag-bio-manguinhos>

Caso tenha dificuldade em acessar ou se desejar receber o Manual de Instruções impresso, solicite ao SAC de Bio-Manguinhos por meio dos seguintes canais: 08000-210-310 ou sac.reativos@bio.fiocruz.br